

LMCM – Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais

Ficha para Solicitação de Análise no DSC

Obs.: Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório

Solicitante		Orientador	
E-mail do solicitante		Telefone	Ramal
Instituição / Departamento			
Material Analisado (limite máximo de 4 amostras por formulário)	Temp. de Fusão	Temp. de Degradação	
Material Analisado	Temp. de Fusão	Temp. de Degradação	
Material Analisado	Temp. de Fusão	Temp. de Degradação	
Material Analisado	Temp. de Fusão	Temp. de Degradação	
Tipo de Utilização () Pesquisa de grupo () Consultoria () Iniciação Científica () Projeto de Formatura () MSc. () DSc. () Pós-Doc			

Programação

Temperatura Inicial (°C)	Temperatura Final (°C)	Taxa de Aquecim. ou Resfriam. (°C/min)

Observações

Termo de Responsabilidade

A degradação de materiais dentro do forno do equipamento DSC e a utilização de Enxofre, Vanádio ou Molibdênio na composição das amostras danifica as partes internas do mesmo. Logo a rampa de aquecimento para análise das amostras não deve ultrapassar a temperatura de degradação, assim como a amostra não deve possuir os elementos supracitados. Dessa forma, assumo plena e integral responsabilidade por problemas com o equipamento decorrentes da inobservância destas particularidades.

Rio de Janeiro ____ de _____ de _____

Assinatura do Usuário

Assinatura do Orientador

[] Enviar para o orientador e-mail com resultados da análise